

STERILINE®



DAS PROFESSIONELLE SYSTEM ZUR
HERMETISCHEN VERSIEGELUNG VON
CHIRURGISCHEN PACKUNGEN.

dx
dental X

STERILINE®

Das neue Versiegelgerät STERILINE 1023 ergänzt die Hygiene und Sterilisationskette, in dem sie die Verpackung des chirurgischen Bestecks vor dem Sterilisationsverfahren in schneller und einfacher Weise ermöglicht.


Damit bleibt das autoklavierte Besteck bis zum chirurgischen Eingriff steril.

Das Heißversiegelgerät STERILINE garantiert (laut Vorschrift) eine gleichmäßige, hermetische Versiegelung von 10 mm. Das Gerät hat ein automatisches Temperaturkontrollsystem, das Überhitzungsprobleme ausschließt und damit Leistung und Zuverlässigkeit verbessert.

Das elegante Design, die einfache Bedienung und die geringe Größe des Gerätes entsprechen den Anforderungen der modernen Praxis.

Einfache und unkomplizierte Anwendung durch die automatische Temperaturkontrolle.

Tausende Spezialisten in aller Welt arbeiten heute schon mit STERILINE. Das spricht für Qualität und Zuverlässigkeit.



Das Versiegelgerät STERILINE 1023 und die Tütenrollen STERILINE verbessern die Sterilisationstechnik. Der Hygienekreislauf wird geschlossen. Ein großer Sicherheitsaspekt für Arzt, Assistentin und Patient.



Neueste Materialien im Fertigungsbereich und ständige Qualitätskontrollen garantieren höchste Zuverlässigkeit.

STERILINE - die richtige Entscheidung.



Die technischen Eigenschaften.

- Versiegelung laut Gesetz: 10 mm
- Automatische Kontrolle der Temperatur,
- Einzug der Klinge nach dem Schnitt
- Automatischer Start des Versiegelverfahrens mit visuellem Signal beim Herunterdrücken des Griffs
- Automatische Ausschaltung des Versiegelverfahrens mit visuellem und akustischem Signal
- Automatisch geregelte Stromuhrzeit, abhängig von der Temperatur des Widerstandes, Überhitzung sowie eventuelle Störungen werden vermieden
- Metallischer Überzug, lackiert mit Epoxydpulver (vorhanden ist auch das thermoplastische Modell, ohne Rollenhalter)
- Potentiometer für die Regelung der Versiegeltemperatur
- Elegantes Design mit glatten und abgerundeten Oberflächen für eine bessere Hygiene
- Höchste Zuverlässigkeit
- Einfache und praktische Benutzung

Die technischen Daten:

Außenmaße	Höhe 190 mm, Breite 440 mm, Tiefe 320 mm
Außenmaße mit Rollenhalter und montierten Rollen	Höhe 325 mm, Tiefe 365 mm
Gewicht	8 kg
Energieversorgung	230 V, 50 Hz, 200 Watt

Sterilisationstüten STERILINE

Eine sorgfältige und sichere Sterilisationstechnik kann auf das Kuvertieren des zu sterilisierenden Materials nicht verzichten. Dank der besonderen Eigenschaften der Papier- und Propylentüten STERILINE bleibt das richtig vorbereitete und verpackte Material steril, auch nach der Sterilisierung. Die Tüten sind mit einem Indikator versehen, der durch Farbveränderung die erfolgte Sterilisierung anzeigt.

STERILINE ist ein von dental X eingetragenes Warenzeichen.
Änderungen infolge technischer Weiterentwicklung bleibt vorbehalten.



Gerät mit Rollenhalter und Digitalpotentiometer



Die Tüten STERILINE sind in verschiedenen Größen vorhanden.



Dieses Produkt trägt das CE-Kennzeichen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/336/EWG (Geändert durch Richtlinie 91/31/EWG und 93/68/EWG des Rates) vom 3.Mai 1989 über elektromagnetische Verträglichkeit.



dental X srl

LÄÄKINTÄLAITEHUOLTO T. KAVAKKA

Ruukinmestarintie 12, 02330 ESPOO
Puh. (09) 682 4070, GSM 040-900 4175
Fax (09) 682 40740
www.kavakka.com
lh@kavakka.com

